

Mepilex[®] Border Sacrum

Guide pour l'application du produit




Mepilex[®] Border Sacrum


Mölnlycke[®]

Guide pour l'application du produit

Préparation de la zone à risque/ de la plaie: nettoyez la peau. Séchez soigneusement la peau environnante. Assurez-vous de l'absence de diméthicone, de crèmes de protection et d'émollients. Il n'est pas nécessaire d'appliquer d'agent dermoprotecteur sous le pansement.



1. Zone à protéger. Examinez l'anatomie du patient et définissez la position adéquate pour le pansement.



2. Lorsque la peau est prête, ôtez la partie centrale du film protecteur en tirant doucement sur le bord avec la ligne rose. N'étirez pas le pansement.



3. Écartez les fesses du patient. Appliquez le pansement sur la zone sacrée et dans la partie supérieure du pli interfessier, la « base » couvrant le coccyx. Appuyez légèrement sur la languette glutéale.



4. Ôtez les parties latérales du film protecteur et lissez-les délicatement pour les mettre en place.



5. Placement du produit.




6. Appuyez sur le pansement et lissez-le pour vous assurer que toute sa surface est en contact avec la peau.



Le positionnement approprié

- Le pansement doit être posé de manière à s'adapter à l'anatomie du patient.
- Assurez-vous qu'il colle à la peau, évitez les vides ou les poches d'air.

Guide de réapplication pour la prévention des escarres



1. Assurez-vous que le pansement est intact et appliqué correctement.



2. Tirez délicatement les languettes pour détacher le pansement de la peau.



3. Détachez le reste du pansement en continuant de tirer les languettes de manière à exposer la peau pour l'inspecter.



4. Examinez la peau tout en maintenant le pansement en place au niveau du pli interfessier.



5. Réappliquez le coussin hydrocellulaire et le bord du pansement.




6. Assurez-vous que vous avez replacé le pansement dans sa position d'origine, et que ses bords sont intacts et plats.



7. Appuyez sur le pansement et lissez-le pour vous assurer que toute sa surface est en contact avec la peau.

Fonctionnement de Mepilex® Border Sacrum



Atouts

- ✓ Languettes facilitant l'inspection de la peau
- ✓ Bord sensiblement plus épais, pour une meilleure manipulation et une meilleure capacité à rester en place
- ✓ Modèle unique pour la région sacrée
- ✓ Réduit la douleur et le traumatisme au retrait du pansement^{5, 6, 7}
- ✓ Recouvrement optimisé de la région glutéale
- ✓ Pansement susceptible de rester en place plusieurs jours
- ✓ Possibilité de réajustement sans perte d'adhérence
- ✓ Absorption de niveau d'exsudat modéré à haut⁸

Prévention

Utilisé à titre préventif*, il aide à protéger la peau contre les lésions dues à la pression, au cisaillement et aux frictions². La couche équipée de la technologie Safetac® protège la peau en maintenant le pansement dans une position optimale et en réduisant les frictions et le cisaillement à l'interface entre la peau et le pansement^{2,3,4}.

Considérations pour la prévention des escarres sacrées

- Évaluez le risque d'escarre du patient.
- Si ce risque est présent, appliquez Mepilex Border Sacrum.
- Inspectez la peau sous le pansement chaque jour ou suivant le calendrier prévu dans le protocole de l'établissement. Pour ce faire, soulevez délicatement le bord, puis remettez-le en place après l'inspection.
- Changez le pansement en fonction du calendrier prévu dans le protocole de l'établissement (il doit être changé si ses bords ont roulé, si le pansement est souillé, saturé, déplacé ou abîmé).

Traitement

Mepilex Border Sacrum est conçu pour une large gamme de plaies exsudatives comme les escarres sacrées. Peut également s'utiliser sur des plaies sèches/nécrotiques avec des gels.

Patients atteints d'incontinence fécale

- Consultez un médecin, envisagez le placement d'un système de confinement ou de gestion des matières fécales.
- Une fois le pansement en position, appliquez une couche d'agent dermoprotecteur liquide sur la face externe du bord Safetac® et sur la peau intacte.

Informations de commande Mepilex® Border Sacrum†

Code CNK	Code produit	Dimensions	Pcs/RET
3586-963	282050	16 x 20 cm	5
3586-971	282450	22 x 25 cm	5

* Pour l'emploi dans le cadre d'un protocole de prévention général

† Emballage individuel stérile

Références: 1. Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care [GMCS-2017-058] 2017 2. Bill, B. et al. Wound dressing shear test method (bench) providing results equivalent to humans. For Mölnlycke Healthcare. 3. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012 4. Call, E et al. Enhancing Pressure Ulcers Prevention Using Wound dressings: What are the modes of action. Int Wound J: doi: 10.1111/iwj.12123 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 6. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 7. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, No 2. 2001 8. Barry, L. Wound dressing Testing - BS EN 13726-1 Fluid Handling Capacity, Surgical Materials Testing Laboratory, Bridgend, United Kingdom Report No: 10/3299/1

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstationstraat 72 boîte 2, BE - 2600 Berchem, Belgique. Téléphone + 32 3 286 89 50
Les marques, noms et logos Mölnlycke et Mepilex sont déposés par le groupe de sociétés Mölnlycke Health Care pour le monde entier.
© 2017 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. BFWC00251708


Mölnlycke®