



Medical Device

Medizinprodukt

Dispositif médical

Dispositivo médico

Medisch hulpmiddel

Medicinsk utrustning

Dispositivo medico

Lääkinnällinen laite

Dispositivo médico

Medicinske anordninger

Iatrikή ουσιεύη

Urządzenie medyczne

Lékařský přístroj

Orvosi eszköz

Medisinsk utstyr

Medicinska naprava

Медицинско изделие

Dispositiv medical

Lekársky prístroj

Tibbi Cihaz

Medicinos prietaisais

Mediciniska ierice

Meditiiniseade

Медицинское изделие

Medicinski uredaj

Medicinsko sredstvo

ar جهاز طبي

يمكن استخدام المنتج مع مريض واحد حتى يتفق المنتج ولم يتحقق الاستخدام المقصود منه. تم طباعة تاريخ انتهاء صلاحية المنتج على ملصقات العبوة.

العمر الافتراضي

ar

قم بإزالة أداة تحديد الموضع من الكيس البلاستيك الشفاف.

2- يلزم وضع غطاء أو بياضات أداة تحديد الموضع بين جلد المريض وأداة تحديد الموضع دالنًا أثناء الاستخدام.

3- ضع أداة تحديد الموضع بشكل مناسب أسفل المريض.

4- قم بتشكيل أداة تحديد الموضع بعناية باتجاه موضع المريض/الموضع التشريحي لدعم الموضع المطلوب والحفاظ عليه، وذلك بما يحقق إعادة توزيع الضغط لتقليل القوى المفرطة على الجلد.

5- يمكن تشكيل أداة تحديد الموضع لاستيعاب المعدات الطبية أو خلوص مجرى الهواء.

6- يمكن إعادة تشكيل أداة تحديد الموضع بسهولة لاستيعاب الاحتياجات السريرية المتغيرة.

7- في حال تلف المنتج (على سبيل المثال بسبب مدة الاستخدام) ولم يعد لديه القدرة على الاحتفاظ بالموضع المطلوب، يجب التخلص منه واستبداله.

ان أدوات تحديد الموضع أمنة للاستخدام مع الرئتين المغناطيسيتين ويمكن استخدامها أيضًا أثناء التصوير بالأشعة المقطعيّة. وفي حال استخدامها معترنة بالتصوير بالأشعة السينية، فلا تقم بالتصوير بالأشعة السينية لأنها قد تشوّه الصورة.

- استبدل أداة تحديد الموضع على الفور في حال تعرضاها للتلف.
- في حال ثقب الأداة، يجب وضعها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق لتجنب انسكاب محتواها، مما قد يزيد من خطر حدوث الانزلاق والسقوط.
- لا تستخدم جهاز التقطيع أو الميكروويف.
- لا تقم بالتصوير بالأشعة السينية عند استخدام أداة تحديد الموضع.

تحذيرات

- يجب الإشراف على المرضى وملحوظتهم في مرافق الرعاية الصحية بشكل ملائم عند استخدام أدوات تحديد الموضع.
- لا تسمح للمرضى بالأنكباب على الوجه في أداة تحديد الموضع بدون مراقبتهم عن قرب بسبب وجود خطير الاختناق.
- لتجنب ثقب الأداة، كن حذرًا عند متناول الأشخاص الحادة الموجودة بالقرب من المنتج.

معلومات أخرى:

شروط التخزين/المناولة الخاصة
يجب تخزين Mölnlycke Z-Flo Fluidized positioners في درجة حرارة تقل عن 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). قد يؤدي التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة إلى تلف المنتج قبل انتهاء العمر الافتراضي.

وصفت المنتج

ت تكون أداة تحديد الموضع من سطح ممتعٍ مكون من زيت سيليكون وكريات مجهرية وحبوب بولي إيثيلين مغلفة جمعها بطبقة خارجية من البولي بوريلان. يمكن تشكيل أداة تحديد الموضع لدعم الأشكال التشريحية والاحتياجات السريرية المتعددة.

الاستخدام المقصود

صممت Mölnlycke® Z-Flo™ Fluidized positioner لتوفر إمكانية تحديد موضع المريض، وإعادة توزيع الضغط، وأدلة توجيه الموضع التشريحي، التي يمكن استخدامها كجزء من العلاج الوقائي للمساعدة على منع حدوث قرح الفراش.

دوعي الاستخدام

البالغين والشباب

- تحديد موضع المريض، وتقطيله، وإعادة تحديد موضعه.
- تفريغ العقب، وعظم العجز، والقدال (مؤخرة الرأس)، والبروزات العظمية الأخرى.
- معالجة النقع.

العمر الافتراضي

يمكن استخدام المنتج مع مريض واحد حتى يتفق المنتج ولم يتحقق الاستخدام المقصود منه. تم طباعة تاريخ انتهاء صلاحية المنتج على ملصقات العبوة.

تعليمات الاستخدام

- 1- قم بإزالة أداة تحديد الموضع من الكيس البلاستيكي الشفاف.
- 2- يلزم وضع غطاء أو بياضات أداة تحديد الموضع بين جلد المريض وأداة تحديد الموضع دالنًا أثناء الاستخدام.
- 3- ضع أداة تحديد الموضع بشكل مناسب أسفل المريض.
- 4- قم بتشكيل أداة تحديد الموضع بعناية باتجاه موضع المريض/الموضع التشريحي لدعم الموضع المطلوب والحفاظ عليه، وذلك بما يحقق إعادة توزيع الضغط لتقليل القوى المفرطة على الجلد.
- 5- يمكن تشكيل أداة تحديد الموضع لاستيعاب المعدات الطبية أو خلوص مجرى الهواء.
- 6- يمكن إعادة تشكيل أداة تحديد الموضع بسهولة لاستيعاب الاحتياجات السريرية المتغيرة.
- 7- في حال تلف المنتج (على سبيل المثال بسبب مدة الاستخدام) ولم يعد لديه القدرة على الاحتفاظ بالموضع المطلوب، يجب التخلص منه واستبداله.

ارشادات التثبيت والصيانة

- استخدم مطهّرًا معتدلاً من جهة المستشفى أو مطهّرًا منزليًا مضادًا للميكروبات وفقاً للإرشادات الموجّهة على ملصق أداة تحديد الموضع وتتجنب استخدام مواد التثبيت التي تحتوي على مواد مبيضة. بالإضافة إلى أن استخدام المطهرات التي يكون أساسها مادة الكحول لفترات طويلة قد يؤدي إلى تقليل عمر المنتج.
- إذا كان الوسط المعين يبدو غير متاجّس، يمكن استعادة المنتج عن طريق القولبة والتشكيل بشكل متكرر.

تحذيرات

- يجب الإشراف على المرضى وملحوظتهم في مرافق الرعاية الصحية بشكل ملائم عند استخدام أدوات تحديد الموضع.
- لا تسمح للمرضى بالأنكباب على الوجه في أداة تحديد الموضع بدون مراقبتهم عن قرب بسبب وجود خطير الاختناق.
- لتجنب ثقب الأداة، كن حذرًا عند متناول الأشخاص الحادة الموجودة بالقرب من المنتج.

الاحتياطات

- استبدل أداة تحديد الموضع على الفور في حال تعرضاها للتلف.
- في حال ثقب الأداة، يجب وضعها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق لتجنب انسكاب محتواها، مما قد يزيد من خطر حدوث الانزلاق والسقوط.
- لا تستخدم جهاز التقطيع أو الميكروويف.
- لا تقم بالتصوير بالأشعة السينية عند استخدام أداة تحديد الموضع.