

Gain de temps soignant et confort patient

- Ne pas humidifier avant la pose
- Doux et conformable
- Ne laisse pas de résidus
- Retrait d'un seul tenant

Pour de meilleurs résultats, Exufiber doit déborder sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm pour le format plaque et 2 à 3 cm pour le format mèche.


Plaques

REMBOURSÉ
LPPR*

	Dim. totale (cm)	Pcs par boîte	Code laboratoire
	5 x 10	16	709912
	10 x 10	16	709913
	12 x 13	16	709914
	10 x 20	16	709915
	20 x 20	10	709916
	20 x 30	10	709917

Mèches

REMBOURSÉ
LPPR*

	Dim. totale (cm)	Pcs par boîte	Code laboratoire
	2,5 x 40	16	709918
	5 x 40	16	709919

Découvrez notre gamme Exufiber®

Adaptée aux différents type de plaies :

- 6 formats plaques
- 2 formats mèches



* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Mölnlycke, Exufiber, Hydrolock sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Ces produits sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux. CE 2797. L'organisme notifié de l'ensemble de ces produits est BSI (British Standards Institution). Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Exufiber® : Remboursement LPPR, catégorie pansements en fibres à haut pouvoir d'absorption, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies chroniques très exsudatives en phase de déterision. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb. Exufiber doit être fixé avec un pansement secondaire approprié qui sera choisi en fonction du niveau d'exsudat. Pour plus d'informations, consulter la notice d'utilisation.

Réclamation qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com

Service clients & Renseignements produits :
Tél : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46.
Distributeur : Mölnlycke Health Care CS 70205 -
13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex.
Fabricant : Mölnlycke Health Care,
Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden
Tél : +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

www.molnlycke.fr

© Copyright (2023) Mölnlycke Health Care.


Mölnlycke®

Exufiber®

Le pansement en fibres haute absorption
nouvelle génération




Mölnlycke®

Exufiber® : Le pansement en fibres haute absorption nouvelle génération

Indications - se référer à la notice d'utilisation

- **Plaies exsudatives et/ou fibrineuses en phase de détersion**
- **Plaies chroniques** (plaie du pied diabétique, ulcère de jambe, escarre)
- **Plaies cavitaires**

Composition novatrice

Résultat de 7 ans de recherche, **notre technologie Hydrolock® permet un assemblage unique des fibres entre elles :**

Technologie Hydrolock®
Fibres de PVA (PolyVinylAlcool)



Propriétés


DÉTERSION AUTOLYTIQUE RÉDUCTION DU NIVEAU DE FIBRINE*

à 4 semaines




RÉDUCTION DU NIVEAU D'EXUDATS*

à 4 semaines




RÉTENTION**

Diminution du risque de macération



TRANSFERT*

Bonne diffusion des exsudats vers le pansement secondaire sur les plaies cavitaires



Efficacité cliniquement démontrée

ÉTUDE CLINIQUE RANDOMISÉE

245 patients analysés

Scannez-moi



ÉTUDE OBSERVATIONELLE PERFEXION

449 plaies évaluées



CAS CLINIQUES



Ulcère veineux



Ulcère du pied

*Frézouls, J.C. Drareni, W. Juhel, C. (2023). *Évaluation en soins de ville d'un nouveau pansement en fibres à haut pouvoir d'absorption dans la prise en charge de plaies exsudatives - Étude PerfEXion*. Poster et communication présentés dans le cadre des Journées Cicatrisations, du 15 au 17 janvier 2023, Paris.

**Test labo STML

Crédit photo : Mölnlycke