



Certificat Client
Résidus d'Oxyde d'Ethylène

Demande # **EOR 2021 001 c**

Date de la demande **21/02/2021**

Client **AGEPS**

Contact **-**

Description produit **Mepilex® Border Sacrum, Protect Sacrum, Protect Talon, Mepilex® Talon**

ref. produit **(voir références ci-dessous)**

Quantité maximum de résidus d'Oxyde d'Ethylène délivrés au patient

(en mg/produit, pendant les 24 premières heures d'utilisation, ou pendant la totalité de l'utilisation si celle-ci dure moins de 24 heures°)

voir tableau ci-dessous mg/produit

Référence composant ou produit	Description	Quantité	Résidus EO maxi pour les 24 premières heures d'utilisation, si référence couverte par décision ANSM (en mg/référence)
282010-00	Mepilex® Border Sacrum 16x20	1	0,188
282440-01	Mepilex Border Protect Sacrum 22x25	1	0,344
282720-01	Mepilex Border Protect Talon 22x23	1	0,319
288200-00	Mepilex® Talon - 13 x 21 cm	1	0,092
288320-01	Mepilex® Talon - 15 x 22 cm	1	0,112

Les valeurs communiquées sont des valeurs basées sur l'état actuel de nos connaissances et des tests effectués sur des produits identifiés comme les plus défavorables. Ces valeurs pourront être mises à jour en fonction de nouveaux éléments que nous serons amenés à identifier par de nouvelles mesures