

- Faible résistance à la respiration
- Efficacité de filtration > 98%
- Liens à nouer extra longs
- EN14683:2014, type II

En fonction de la chirurgie, vous pouvez choisir parmi plusieurs masques spéciaux

Choix de:

- Visière
- Couche intérieure douce
- Antibuée
- Le porte-coque réduit les contacts avec la bouche
- Antireflet
- Extra large pour une meilleure couverture faciale
- Élastiques
- Liens à nouer



BARRIER® crée l'effet ricochet à l'origine de meilleurs soins pour plus de patients

Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care combinent parfaitement protection, fonctionnalité et confort. Nos solutions novatrices et produits-spécifiques sont complétées avec options de livraison et de logistique, ainsi qu'assistance et formation permanentes. Ces éléments combinés contribuent à créer un effet ricochet à l'origine de gains de temps, d'efforts et d'argent. Les ressources précieuses sont libérées avec, à la clé pour vous, de nouvelles efficacités et la possibilité d'offrir les meilleurs soins à plus de patients.



657010



657030



657100



658000



658010



658030



658200



658300



4231



4233



4238



428801



Référence	Type	Liens à nouer	Elastiques	Antibulée	Visière	Anti projection	Doux	Extra large	Porte-coque liens à nouer	Porte-coque élastiques	Antireflet élastiques	Antireflet liens à nouer	Emballage	Couleur
657010	II	•		•									50/500	●
657030	II	•		•	•							•	50/300	●
657100	II	•						•					60/360	●
658000	II	•							•				60/600	●
658010	II	•		•					•				50/500	●
658030	II	•		•	•				•			•	50/300	●
658200	II		•							•			50/300	●
658300	II	•					•		•				50/500	○
4231	II	•		•									60/360	●
4233	II	•											50/500	●
4238	II	•		•									60/600	●
428801	II	•		•									50/500	●